

III KLAMMERNAHTREIHEN PPH STAPLER



Die RiVOLUTION® Innovation
Der PPH Stapler mit patentierter
III Klammernahitreihen-Senkkopftechnologie

Weitere Informationen und Kontakt

RiVOLUTION GmbH • Innaustraße 11 • D-83026 Rosenheim
T +49 (0)8093 860 92-0 • Fax +49 (0)8093 860 92-19 • info@revolution.de • www.revolution.de



III Klammernahreihen PPH Stapler

Der PPH Stapler überzeugt durch neue und innovativste Stapler-Hämorrhoidopexie mit RiVOLUTION® III Klammernahreihen-Senkkopftechnologie.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + Die Vertiefung des äußeren Rings um 0,2 mm verhindert eine Überkrompension der Mukosa (nach Schließen der Andruckplatte)
 - + Signifikante Reduzierung von Nachblutungen
 - + Reduzierte Wundinfektion
- + High Volume Resektion trotz III Klammernahreihen



Produktcode	Model	Klammer-nahreihen	Ø Außen	Ø Innen	Klammer-höhe	Klammer-breite	Verschluss-höhe	VH / Stück	VE / Versandkarton
I2015234	IIIROWSSL-34-C	3	33,5	23,1	3,8	3,8	0,75 – 1,6	I	3
I2015336	IIIROWSSL-36-D	3	35	24,8	4,3	3,9	0,75 – 1,6	I	3

RiVOLUTION Innovation – III Klammernahreihen

Sicherheit und Kontrolle durch III Klammernahreihen Senkkopftechnologie

- + Innovative B-Formung
- + Erhöhte Zugfestigkeit
- + Bessere Hämostase

	Intraoperation (site)				Postoperation (above 100ml)	
	I site	2 site	above 3	hemorrhage rate		hemorrhage rate
IIROWS	3	11	5	63,3 %	I	3,3 %
IIIROWS	3	I	0	13,3 %	0	0 %


III Klammernahreihen



RiVOLUTION Design



Senkkopftechnologie



Weitere Informationen und Kontakt

III KLAMMERNATHREIHEN PPH STAPLER



Die RiVOLUTION® Innovation
Der PPH Stapler mit patentierter
III Klammernahitreihen-Senkopftechnologie

Weitere Informationen und Kontakt

RiVOLUTION GmbH • Innaustraße 11 • D-83026 Rosenheim
T +49 (0)8093 860 92-0 • Fax +49 (0)8093 860 92-19 • info@rivolution.de • www.rivolution.de



III Klammernahtreihen PPH Stapler

Der PPH Stapler überzeugt durch neue und innovativste Stapler-Hämorrhoidopexie mit RiVOLUTION® III Klammernahtreihen-Senkkopftechnologie.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + Die Vertiefung des äußeren Rings um 0,2 mm verhindert eine Überkrompession der Mukosa (nach Schließen der Andruckplatte)
 - + Signifikante Reduzierung von Nachblutungen
 - + Reduzierte Wundinfektion
- + High Volume Resektion trotz III Klammernahtreihen



Produktcode	Model	Klammer-nahtreihen	Ø Außen	Ø Innen	Klammer-höhe	Klammer-breite	Verschluss-höhe	VH / Stück	VE / Versandkarton
I2015234	IIIROWSSL-34-C	3	33,5	23,1	3,8	3,8	0,75 – 1,6	1	3
I2015336	IIIROWSSL-36-D	3	35	24,8	4,3	3,9	0,75 – 1,6	1	3

RiVOLUTION Innovation – III Klammernahtreihen

Sicherheit und Kontrolle durch III Klammernahtreihen Senkkopftechnologie

- + Innovative B-Formung
- + Erhöhte Zugfestigkeit
- + Bessere Hämostase

	Intraoperation (site)				Postoperation (above 100ml)	
	1 site	2 site	above 3	hemorrhage rate		hemorrhage rate
IIROWS	3	11	5	63,3 %	1	3,3 %
IIIROWS	3	1	0	13,3 %	0	0 %

Weitere Informationen und Kontakt